










	Deutsch	English	Français	Italiano
<p>Omnimed Stabile Post-OP Epi Ellbogenschiene Omnimed Stabile Post-OP Epi Elbowbrace Omnimed Stabile Post-OP Epi Attelle de coude Omnimed Stabile Post-OP Epi Tutore per gomito</p> <p>Varianten/ EC40101 Post blau EC40102 Post medium, EC40103 Post large, blau EC40104 Post large, blau EC40111 Post EC40112 Post medium, EC40113 Post large, blau EC40114 Post large, blau</p> <p>Material 70% Polyester 20% Nylon 10% Polyurethane Aluminum</p> <p>Größen: -Op Epi links, small, blau P Epi links, blau P Epi links, x- P Epi links, x- P Epi rechts, small, blau P Epi rechts, blau P Epi rechts, blau P Epi rechts, blau P Epi rechts, x- P Epi rechts, x-</p> <p>SMEDICO AG Rorschacher CH 9016 St.Gallen, Switzerland Tel: +41 71 282 12 10 Fax +41 71 282 12 10 OMNIMED® is a registered trademark of SMEDICO AG Switzerland</p> <p>Version:</p>	<p>Omnimed Stabile Post-OP Epi Ellbogenschiene Schiene zur Ruhigstellung des Ellbogens und Armes</p> <p>Indikation: Postoperative/ Posttraumatische Verletzungen im Bereich des Ellbogens. Erkrankungen, die eine Ruhigstellung benötigen</p> <p>Applikation: Schiene öffnen und den Arm darin lagern. Dabei auf die richtige Grösse achten. Bei korrekter Position des Ellbogens sollte auch das Handgelenk in die Ruhigstellung einbezogen werden können. Freie Ränder im Vorder- und Oberarmbereich gleichsinnig überlappen. Schiene durch Fixation der Velcrobänder verschliessen.</p> <p>Washchhinweis Bandage vor Gebrauch waschen. Wir empfehlen, die Bandage von Hand bei 30 °C mit einem Feinwaschmittel zu waschen. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schliessen. Bandage nicht schleudern, wringen oder chemisch reinigen. Zum Trocknen Bandage nicht direkter Hitze (Heizkörper, Tumbler) aussetzen. Achtune!- Fette. Öle. Lotionen und Salben können das Material schädigen.</p> <p> 30 °C / 86 °F</p> <p>Hinweise: Die Schiene/Bandage ist ausschließlich für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Dieses Produkt stellt keine Schutzausrüstung dar und ist nicht für die Verhinderung von Verletzungen durch Stürze, etc. vorgesehen. Passen Sie Ihr Aktivitätslevel dementsprechend an. Stellen Sie durch die richtige Grösse, das korrekte Anlegen und den korrekten Sitz der Orthese sicher, dass es zu keinen lokalen Druckscheinungen und Einengungen an durchlaufenden Blute-fäßen und Nerven kommt. Kontraindikationen: Bei nachfolgenden Indikationen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich: Hauterkrankungen/-verletzungen; Entzündungen; aufgeworfene Narben mit Schwellung; Rötung und Überwärmung im versorgten Körperabschnitt; Krampfadern stärkeren Ausmaßes, insbesondere mit Rückfluss-Störungen, Lymphabfluss-Störungen – auch unklare Weichteilschwellungen körperlern des Hilfsmittels; Empfangungs- und Durchblutungsstörungen im Bereich der Beine, z. B. bei diabetischer Neuropathie. Das Produkt darf nur an einer Person verwendet werden. Reinigen Sie dieses vor Gebrauch und dann immer wieder regelmässig. Mangelhafte Reinigung und die Wiederverwendung an anderen Personen kann zu Hautirritationen, Bildung von Ekzemen oder Infektion durch Kontamination mit Keimen führen. Verwenden Sie das Produkt bei auftretenden Hautirritationen nicht weiter. Verwenden Sie das Produkt nicht bei bekannter Allergie gegen Wärme und verwenden Sie das Produkt bei auftretenden Hautirritationen nicht weiter Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, Glut oder anderen Hitzequellen fern um Produktschäden und Brandverletzungen zu vermeiden. Bitte konsultieren Sie bei Beschwerden sofort den behandelnden Arzt. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle mit diesem Produkt dem Hersteller oder der zuständigen nationalen Behörde. Lagerung: Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Entsorgung: Das Produkt gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgen.</p>	<p>Omnimed Stabile Post-OP Epi Elbowbrace Brace for immobilisation of the elbow and arm</p> <p>Indication Posttraumatic and postoperative injuries of the elbow and chronic diseases of the elbow that require immobilisation.</p> <p>Application Open the brace and place the arm in it. Pay attention to the correct size. If the elbow is in the correct position, it should also be possible to include the wrist in the immobilisation. Overlap free edges in the forearm and upper arm area in the same direction. Close the brace by fixing the Velcro straps.</p> <p>Washing instructions Wash the bandage before use. We recommend washing the splint by hand at 30°C with a mild detergent. detergent. Remove the metal splint and close the Velcro fasteners before washing. Do not spin dry, wring or dry clean the splint. To dry Do not expose the splint to direct heat (radiator, tumble dryer). Caution: Greases, oils, lotions and ointments can damage the material.</p> <p> 30 °C / 86 °F</p> <p>Notes The splint/bandage is intended for contact with intact skin only. This product is not protective equipment and is not intended for the prevention of injuries from falls, etc. Adjust your activity level accordingly. Ensure that the orthosis is correctly sized, fitted and seated to prevent localised pressure and constriction of blood vessels and nerves passing through. Contraindications: Consultation with a doctor is required for the following indications: skin diseases/injuries; inflammations; raised scars with swelling; redness and overheating in the supplied part of the body; varicose veins of greater extent, especially with backflow disturbances, lymphatic drainage disturbances - also unclear soft tissue swellings away from the aid; sensation and circulation disturbances in the area of the legs, e.g. in diabetic neuropathy. The product may only be used on one person. Clean it before use and then again regularly. Poor cleaning and reuse on other people can lead to skin irritation, formation of eczema or infection due to contamination with germs. Do not continue to use the product if skin irritation occurs. Do not use the product if you have a known allergy to heat and do not continue to use the product if skin irritation occurs. Keep the product away from open flames, embers or other sources of heat to avoid product damage and burn injuries. Please consult your doctor immediately if you have any complaints. Please report any serious incidents involving this product to the manufacturer or the competent national authority. Storage Store in a dry place at room temperature. Disposal Dispose of the product in accordance with applicable national regulations.</p>	<p>Omnimed Stabile Post-OP Epi Attelle de coude Attelle pour l'immobilisation du coude et du bras</p> <p>Indication Affections postopératoires de la région du coude ou du bras Conditions nécessitant une immobilisation</p> <p>Applikation Ouvrez l'attelle et mettez-y le bras. Faites attention à la taille correcte. Si le coude est correctement positionné, il devrait également être possible d'inclure le poignet dans l'immobilisation. Chevauchez les bords libres de l'avant-bras et de la partie supérieure du bras dans la même direction. Fermez l'attelle en fixant les bandes Velcro.</p> <p>Instructions de lavage Lavez le bandage avant de l'utiliser. Nous recommandons de laver l'attelle à la main à 30°C avec un détergent doux. détergent. Retirez l'attelle métallique et fermez les fermetures velcro avant de laver. Ne pas essorer, tordre ou nettoyer à sec l'attelle. Pour sécher N'exposez pas l'attelle à une chaleur directe (radiateur, sèche-linge). Attention : les graisses, huiles, lotions et pommades peuvent endommager le matériau.</p> <p> 30 °C / 86 °F</p> <p>Notes L'attelle/le bandage est destiné à entrer en contact avec une peau intacte uniquement. Ce produit n'est pas un équipement de protection et n'est pas destiné à prévenir les blessures dues aux chutes, etc. Adaptez votre niveau d'activité en conséquence. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de pression localisée ou de constriction des vaisseaux sanguins et des nerfs qui passent en dimensionnant, en enfilant et en ajustant correctement l'orthèse. Contre-indications : La consultation d'un médecin est nécessaire pour les indications suivantes : maladies/lésions de la peau ; inflammations ; cicatrices en relief avec gonflement ; rougeurs et surchauffe dans la partie du corps concernée ; varices plus importantes, notamment en cas de troubles du reflux, de troubles du drainage lymphatique - également gonflement peu clair des tissus mous à distance de l'aide ; troubles de la sensation et de la circulation dans la zone des jambes, par exemple en cas de neuropathie diabétique. Le produit ne peut être utilisé que sur une seule personne. Nettoyez-le avant de l'utiliser, puis régulièrement. Un mauvais nettoyage et la réutilisation sur d'autres personnes peuvent provoquer une irritation de la peau, la formation d'eczéma ou une infection due à la contamination par des germes. Ne continuez pas à utiliser le produit en cas d'irritation de la peau. N'utilisez pas le produit si vous avez une allergie connue à la chaleur et ne continuez pas à utiliser le produit en cas d'irritation de la peau. Tenez le produit à l'écart des flammes nues, des braises ou d'autres sources de chaleur pour éviter d'endommager le produit et de vous brûler. Veuillez consulter votre médecin immédiatement si vous ressentez une gêne quelconque. Veuillez signaler tout incident grave impliquant ce produit au fabricant ou à l'autorité nationale compétente. Stockage Conserver dans un endroit sec à température ambiante. Élimination Éliminer le produit conformément aux réglementations nationales en vigueur.</p>	<p>Omnimed Stabile Post-OP Epi Tutore per gomito Attelle pour l'immobilisation du coude et du bras</p> <p>Indicazione Condizioni post-operatorie nella regione del gomito o del braccio Condizioni che richiedono l'immobilizzazione.</p> <p>Applikazione Aprite la stecca e metteteci il braccio. Fate attenzione alla dimensione corretta. Se il gomito è in posizione corretta, dovrebbe essere possibile includere anche il polso nell'immobilizzazione. Sovrapporre i bordi liberi nella zona dell'avambraccio e della parte superiore del braccio nella stessa direzione. Chiudere la stecca fissando le cinghie di velcro.</p> <p>Istruzioni per il lavaggio Lavare la benda prima dell'uso. Si consiglia di lavare la stecca a mano a 30°C con un detergente delicato. detergente. Rimuovere la stecca di metallo e chiudere le chiusure in velcro prima del lavaggio. Non girare, strizzare o lavare a secco la stecca. Per asciugare Non esporre la stecca al calore diretto (radiatore, asciugatrice). Attenzione: Grassi, oli, lozioni e unguenti possono danneggiare il materiale.</p> <p> 30 °C / 86 °F</p> <p>Nota La stecca/cintura è destinata esclusivamente al contatto con la pelle intatta. Questo prodotto non è un equipaggiamento protettivo e non è destinato alla prevenzione di lesioni da cadute, ecc. Regola il tuo livello di attività di conseguenza. Assicurarsi che l'ortesi sia correttamente dimensionata, montata e seduta per prevenire la pressione locale e la costrizione dei vasi sanguigni e dei nervi. Controindicazioni: La consultazione con un medico è necessaria per le seguenti indicazioni: malattie/lesioni della pelle; infiammazioni; cicatrici in rilievo con gonfiore; arrossamento e surriscaldamento nella parte fornita del corpo; vene varicose di maggiore estensione, specialmente con disturbi di reflusso, disturbi del flusso linfatico - anche gonfiore non chiaro dei tessuti molli lontano dall'aiuto; disturbi di sensazione e circolazione nella zona delle gambe, per esempio nella neuropatia diabetica. Il prodotto può essere usato solo su una persona. Pulirlo prima dell'uso e poi di nuovo regolarmente. La scarsa pulizia e il riutilizzo su altre persone possono causare irritazioni cutanee, eczemi o infezioni dovute alla contaminazione con germi. Non continuare ad usare il prodotto se si verifica un'irritazione della pelle. Non usare il prodotto se si ha un'allergia nota al calore e non continuare ad usare il prodotto se si verifica un'irritazione della pelle. Tenere il prodotto lontano da fiamme aperte, braci o altre fonti di calore per evitare danni al prodotto e lesioni da ustioni. Si prega di segnalare tutti gli incidenti gravi che coinvolgono questo prodotto al produttore o all'autorità nazionale competente. Stoccaggio Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Smaltimento Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali applicabili.</p>

	<p style="text-align: center;">Dansk</p>	<p style="text-align: center;">Dutch</p>	<p style="text-align: center;">Svenska</p>	<p style="text-align: center;">Norsk</p>
<p>Omnimed Stabile Post-OP Epi albuestøtte Omnimed Stabile Post-OP Epi Elleboogbrace Omnimed Stabile Post-OP Epi armbågsbygel Omnimed Stabile Post-OP Epi albuebøyle</p>	<p style="text-align: center;">Omnimed Stabile Post-OP Epi albuestøtte Splint til immobilisering af albue og arm</p> <p>Angivelse Postoperative tilstande i albuen eller armsgionen Tilstande, der kræver immobilisering</p> <p>Ansøgning Open de spalk en berg de arm erin op. Let op de juiste maat. Indien de elleboog correct is gepositioneerd, moet het ook mogelijk zijn de pols in de immobilisatie op te nemen. Overlap vrije randen in het gebied van de onderarm en de bovenarm in dezelfde richting. Sluit de spalk door de klittenbandjes te bevestigen.</p> <p>Vaskeanvisninger Vask bandagen før brug. Vi anbefaler, at skinnen vaskes i hånden ved 30 °C med et mildt vaskemiddel, rengøringsmiddel. Fjern metalskinnen, og luk velcrolukningerne, inden du vasker den. Skinnen må ikke centrifugeres, vrides eller tørrenses. Til tørring Skinnen må ikke udsættes for direkte varme (radiator, tørretumbler). Forsigtigt: Fedt, olie, lotioner og salver kan beskadige materialet.</p> <p style="text-align: center;">  30 °C / 86 °F </p> <p>Bemærk Skinnen/bandagen er udelukkende beregnet til kontakt med intakt hud. Dette produkt er ikke beskyttelsesudstyr og er ikke beregnet til forebyggelse af skader ved fald osv. Tilpas dit aktivitetsniveau i overensstemmelse hermed. Sørg for, at ortosen er korrekt dimensioneret, korrekt monteret og korrekt placeret for at forhindre lokalt tryk og indsnævring af blodkar og nerver. Kontraindikationer: Ved følgende indikationer er det nødvendigt at konsultere en læge: hudsygdomme/skader, betændelser, hævede ar med hævelse, rødme og overophedning i den forsynede del af kroppen, åreknuder af større omfang, især med tilbagestrømningsforstyrrelser, lymfeflowforstyrrelser - også uklar bløddelssvulst væk fra hjælpemidlet, føle- og kredsløbsforstyrrelser i området omkring benene, f.eks. ved diabetisk neuropati. Produktet må kun anvendes på én person. Rengør den før brug og derefter regelmæssigt igen. Dårlig rengøring og genbrug på andre mennesker kan forårsage hudirritation, eksem eller infektion på grund af forurening med bakterier. Fortsæt ikke med at bruge produktet, hvis der opstår hudirritation. Brug ikke produktet, hvis du har en kendt allergi over for varme, og fortsæt ikke med at bruge produktet, hvis der opstår hudirritation. Hold produktet væk fra åben ild, gløder eller andre varmekilder for at undgå produktskader og forbrændingsskader. Kontakt straks din læge, hvis du har nogen klager. Anmeld alle alvorlige hændelser med dette produkt til producenten eller til den relevante nationale myndighed. Opbevaring: Opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur. Bortskaffelse: Bortskaf produktet i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser.</p>	<p style="text-align: center;">Omnimed Stabile Post-OP Epi Elleboogbrace Spalk voor immobilisatie van de elleboog en arm</p> <p>Aanduiding Post-operatieve aandoeningen in de elleboog of armstreek Condities die immobilisatie vereisen</p> <p>Toepassing Open de spalk en berg de arm erin op. Let op de juiste maat. Indien de elleboog correct is gepositioneerd, moet het ook mogelijk zijn de pols in de immobilisatie op te nemen. Overlap vrije randen in het gebied van de onderarm en de bovenarm in dezelfde richting. Sluit de spalk door de klittenbandjes te bevestigen.</p> <p>Wasvoorschriften Was het verband voor gebruik. Wij raden aan de spalk met de hand te wassen op 30°C met een mild wasmiddel. wasmiddel. Verwijder de metalen spalk en sluit de klittenbandsluitingen voor het wassen. De spalk niet centrifugeren, uitwingen of chemisch reinigen. Om te drogen Stel de spalk niet bloot aan directe warmte (radiator, droogtrommel). Let op: vetten, oliën, lotions en zalven kunnen het materiaal beschadigen.</p> <p style="text-align: center;">  30 °C / 86 °F </p> <p>Noteer De spalk/zwachtel is uitsluitend bestemd om in contact te komen met de intacte huid. Dit product is geen beschermingsmiddel en is niet bedoeld ter voorkoming van letsel door vallen, enz. Pas uw activiteitsniveau daarop aan. Zorg ervoor dat de orthese de juiste maat heeft, correct wordt aangemeten en correct wordt geplaast om plaatselijke druk en beklemming van bloedvaten en zenuwen te voorkomen. Contra-indicaties: Raadpleging van een arts is vereist bij de volgende indicaties: huidziekten/blessures; ontsteking; verheven littekens met zwelling; roodheid en oververhitting in het aanvoerende deel van het lichaam; spataderen van grotere omvang, vooral met terugstroomstoornissen, lymfestroomstoornissen - ook onduidelijke weke delen zwelling uit de buurt van de steun; gevoels- en circulatiestoornissen in het gebied van de benen, bijv. bij diabetische neuropathie. Het product mag slechts op één persoon worden gebruikt. Maak het schoon voor gebruik en daarna nog eens regelmatig. Slechte reiniging en hergebruik op andere mensen kan huidirritatie, ziekte of infectie veroorzaken als gevolg van besmetting met ziektekiemen. Het product niet blijven gebruiken indien huidirritatie optreedt. Gebruik het product niet als u een bekende allergie voor warmte heeft en ga niet door met het gebruik van het product als huidirritatie optreedt. Houd het product uit de buurt van open vuur, zintels of andere warmtebronnen om schade aan het product en brandwonden te voorkomen. Gelieve alle ernstige incidenten met dit product te melden aan de fabrikant of de bevoegde nationale instantie. Gelieve alle ernstige incidenten met dit product te melden aan de fabrikant of de bevoegde nationale instantie. Opslag Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur. Verwijdering Gooi het product weg in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften.</p>	<p style="text-align: center;">Omnimed Stabile Post-OP Epi armbågsbygel Skena för immobilisering av armbåge och arm</p> <p>Anvisning Postoperativa tillstånd i armbågs- eller armsgionen Tillstånd som kräver immobilisering</p> <p>Ansökan Öppna skenan och förvara armen i den. Var uppmärksam på rätt storlek. Om armbågen är korrekt placerad bör det också vara möjligt att inkludera handleden i immobiliseringen. Överlappa de fria kanterna i under- och överarmområdet i samma riktning. Stäng skenan med kardborreband.</p> <p>Tvättråd Tvätta bandaget före användning. Vi rekommenderar att du tvättar skenan för hand i 30 °C med ett mildt tvättmedel. Tvättmedel. Ta bort metallskenan och stäng kardborrebanden innan du tvättar den. Skenan får inte snurras, vridas eller kemtvättas. För att torka Utsätt inte skenan för direkt värme (radiator, torktumlare). Försiktighet: Fett, oljor, lotioner och salvor kan skada materialet.</p> <p style="text-align: center;">  30 °C / 86 °F </p> <p>Anmärkning Skenan/förbandet är uteslutande avsett för kontakt med intakt hud. Den här produkten är inte en skyddsutrustning och är inte avsedd för att förhindra skador från fall etc. Anpassa din aktivitetsnivå därefter. Se till att ortosen är korrekt dimensionerad, korrekt monterad och korrekt placerad för att förhindra lokalt tryck och inskränkning av blodkärl och nerver. Kontraindikationer: Vid följande indikationer krävs läkarkonsultation: hudsjukdomar/skador, inflammationer, upphöjda ärr med svullnad, rodnad och överhettning i den tillförsedda delen av kroppen, åderbräck av större omfattning, särskilt vid störningar i återflödet, störningar i lymfflödet – även oklara mjukdelssvullnader utanför stödet, känsel- och cirkulationsstörningar i området kring benen, t.ex. vid diabetisk neuropati. Produkten får endast användas på en person. Rengör den innan du använder den och sedan regelbundet igen. Dålig rengöring och återanvändning på andra människor kan orsaka hudirritation, eksem eller infektioner på grund av bakterier. Fortsätt inte att använda produkten om hudirritation uppstår. Använd inte produkten om du har en känd allergi mot värme och fortsätt inte att använda produkten om hudirritation uppstår. N'utilisez pas le produit si vous avez une allergie connue à la chaleur et ne continuez pas à utiliser le produit en cas d'irritation de la peau. Håll produkten borta från öppen eld, glöd eller andra varmekällor för att undvika skador på produkten och brännskador. Kontakta den behandlande läkaren omedelbart vid besvär. Rapportera alla allvariga incidenter med denna produkt till tillverkaren eller den behöriga nationella myndigheten. Lagring Förvaras på ett torrt ställe i rumstemperatur. Bortskaffande Bortskaffa produkten i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.</p>	<p style="text-align: center;">Omnimed Stabile Post-OP Epi albuebøyle Skinne for å immobilisere albuen og armen</p> <p>Indikasjon Postoperative forhold i albue- eller armmrådet Forhold som krever immobilisering</p> <p>Applikasjon Åpne skinnen og plasser armen i den. Vær oppmerksom på riktig størrelse. Hvis albuen er i riktig posisjon, bør håndleddet også kunne inkluderes i immobilisering. Overlapp frie kanter i samme retning i for- og overarmsområdet. Lukk skinnen ved å feste borrelåsroppene.</p> <p>Vaskeinstruksjoner Vask bandasje før bruk. Vi anbefaler å rengjøre skinnen for hånd ved 30 ° C med et mildt vaskemiddel å vaske. Fjern metallskinnen før du vasker den, og lukk borrelåsfeste. Ikke spinn, vri eller rensk skinnen. Å tørke Ikke utsett skinnen for direkte varme (radiatorer, tumblere). Advarsel! Fett, oljer, kremer og salver kan skade materialet.</p> <p style="text-align: center;">  30 °C / 86 °F </p> <p>Merk Skinnen / bandasjen er kun ment for kontakt med intakt hud. Dette produktet utgjør ikke verneutstyr og er ikke ment for å forhindre skader fra fall osv. Juster aktivitetsnivået ditt deretter. Med riktig størrelse, riktig påføring og riktig tilpasning av ortosen, sørg for at det ikke er lokale trykkfenomener og innsnævring i blodkar og nerver som løper gjennom den. Kontraindikasjoner: Konsultasjon med legen er nødvendig for følgende indikasjoner: hudsykdommer / skader; Betennelse; hævede ar med hevelse; Rødhet og overopheting i den tilførte delen av kroppen; Åreknuter i større grad, spesielt med refleksforstyrrelser, lymfedreneringsforstyrrelser - også uklare bløtvevshvelser vekk fra hjelpemidlet; Sensoriske og sirkulasjonsforstyrrelser i beina, f.eks. B. i diabetisk neuropati. Produktet kan bare brukes på én person. Rengjør den før bruk og deretter regelmessig. Mangelfull rengjøring og gjenbruk for andre mennesker kan føre til hudirritasjon, dannelse av eksem eller infeksjon gjennom forurensning med bakterier. Ikke fortsatt å bruke produktet hvis hudirritasjon oppstår. Ikke bruk produktet hvis du har en kjent allergi mot varme, og ikke fortsatt å bruke produktet hvis hudirritasjon oppstår Hold produktet borte fra åpen ild, glør eller andre varmekilder for å unngå produktskader og brannskader. Ved klager, kontakt legen umiddelbart. Rapporter alle alvorlige hendelser med dette produktet til produsenten eller den relevante nasjonale myndigheten. Oppbevaring Oppbevares tørt og ved romtemperatur. Avhending Kast produktet i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.</p>
<p>Tel. +46 702 000124</p> <p>Varenummer</p> <ul style="list-style-type: none"> › Epi left, small, blue › Epi left, medium, blue › Epi left, large, blue › Epi left, x-large, blue › Epi right, small, blue <p>  </p> <p> <small>EL40111 Post-OP Epi right, medium, blue</small> <small>EC40113 Post-OP Epi right, large, blue</small> <small>EC40114 Post-OP Epi right, x-large, blue</small> </p> <p>Materials: 70% Polyester 20% Nylon 10% Polyurethane Aluminium</p>				

